


# Cologuard® के साथ पेट के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग करना



  
**cologuard**<sup>®</sup>  
by EXACT SCIENCES

Cologuard का उद्देश्य 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों को कोलोरेक्टल कैंसर के औसत जोखिम की जांच करना है। Rx only.

कृपया विवरणिका के पीछे महत्वपूर्ण जोखिम सूचना देखें।

## कोलन कैंसर की जाँच के द्वारा आपके स्वास्थ्य को अपने हाथ में रखें

कोलन कैंसर सभी जातियों, लिंगों और जातियों को प्रभावित करता है<sup>1</sup>

तीसरा

यह पुरुषों और महिलाओं के बीच तीसरा सबसे आम कैंसर है, और अक्सर इसे सबसे अधिक रोके जाने योग्य, फिर भी कम से कम रोका जाने वाला, कैंसर का रूप माना जाता है<sup>2,5</sup>

45+

और चूंकि 50 वर्ष से कम उम्र के लोगों में कोलन कैंसर बढ़ रहा है, American Cancer Society अब स्क्रीनिंग शुरू करने की सिफारिश करती है 45 साल की उम्र में<sup>3</sup>

90%

इस गाइडलाइन को याद रखें। क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में पकड़े जाने पर, कोलन कैंसर का लगभग 90%\* लोगों का इलाज किया जा सकता है<sup>4</sup>

इसलिए समय पर जाँच आपके नियमित स्वास्थ्य जाँच का हिस्सा होनी चाहिए!

\*5 साल की उत्तरजीविता के आधार पर।

## अपने परिणामों को समझना

लैब में नमूना प्राप्त होने के लगभग 2 सप्ताह बाद आपका स्वास्थ्य सेवा प्रदाता आपको आपका परिणाम प्रदान करेगा

याद रखें, Cologuard परिवर्तित DNA और आपके मल में खून के लिए स्क्रीन करता है, इसलिए आपके परिणाम उन मार्करों पर आधारित होंगे<sup>5</sup>



एक नकारात्मक परिणाम का मतलब है कि परीक्षण ने इन संभावित संकेतों का पता नहीं लगाया। आपको कोलोरेक्टल कैंसर होने की संभावना नहीं है<sup>5,6</sup>



एक सकारात्मक परिणाम का मतलब है कि इन संभावित संकेतों का पता चला था। यह जानना महत्वपूर्ण है कि एक सकारात्मक परिणाम कैंसर निदान के समान नहीं है<sup>5</sup>

झूठे सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम होते हैं, इसलिए अपने अगले कदमों पर चर्चा करने के लिए कृपया अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से संपर्क करें<sup>5</sup>


और भी जानकारी चाहते हैं? अतिरिक्त विवरण प्राप्त करने और हमारे वीडियो देखने के लिए यहाँ जाएँ [Cologuard.com/UnderstandingResults](https://Cologuard.com/UnderstandingResults)

## Cologuard उपयोग में आसान और किफायती है

Cologuard मेडिकेयर और अधिकांश प्रमुख बीमाकर्ताओं द्वारा कवर किया गया है। अधिकांश बीमित रोगी \$0\* भुगतान करते हैं<sup>6</sup>

राष्ट्रव्यापी, 94% से अधिक Cologuard रोगियों की स्क्रीनिंग का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं है\*<sup>6</sup>

\*ऐतिहासिक रोगी बिलिंग के आधार पर Exact Sciences का हालिया अनुमान।



और अधिक जानें  
बीमा के बारे में  
[Cologuard.com/insurance](https://Cologuard.com/insurance)  
यहाँ जाकर

सही सवाल पूछने के लिए हम आपकी बीमा कंपनी से संपर्क करने में आपकी मदद कर सकते हैं। हमें 1-844-870-8870 पर फ़ोन करें



## आपकी Cologuard किट वापस करने में आपकी मदद करने के लिए इस रिमाइंडर को हटा दें

और इसे ऐसे स्थान पर रखें जहाँ आप आमतौर पर रिमाइंडर रखते हैं — जैसे कि आपका बाथरूम या रेफ्रिजरेटर।



कॉल  
1-844-870-8870\*  
या Cologuard.com  
पर लाइव चैट

Cologuard.com/use  
पर देखें कि वीडियो का  
उपयोग कैसे करें

\*ट्याख्या सेवाएं +200 भाषाओं में उपलब्ध हैं

कृपया अपनी किट इस समय के बाद वापस न करें:



## अपने Cologuard किट का उपयोग कैसे करें



एक बार जब आप अपनी किट प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे खोल दें और संलग्न रोगी गाइड की समीक्षा करें



अपने संग्रह कंटेनर को टॉयलेट ब्रैकेट में रखें



संग्रह कंटेनर में मल त्याग करें



ट्यूब के साथ अपना नमूना खुरचें



परिरक्षक को संग्रह कंटेनर में जोड़ें



दोनों लेबल भरना सुनिश्चित करें



अब, केवल शिपिंग बॉक्स को वापस UPS® में लाएं। महत्वपूर्ण शिपिंग जानकारी के लिए इस ब्रोशर का अगला पृष्ठ देखें

## अपना Cologuard किट शिप करना

उसी दिन या संग्रह के अगले दिन Exact Sciences Laboratories में किट वापस भेजने के लिए प्रीपेड UPS® लेबल का उपयोग करें

सुनिश्चित करें कि रविवार या छुट्टी के दिन आपके नमूना वापसी में देरी नहीं होगी

आप दो शून्य लागत रिटर्न विकल्पों में से चुन सकते हैं:

### विकल्प 1:

सहायता के लिए [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS) पर ऑनलाइन UPS पिकअप शेड्यूल करें अथवा **1-844-870-8870** पर फ़ोन करें

### विकल्प 2:

UPS में किट ड्रॉप करें। स्थानीय विकल्प और ड्रॉप-ऑफ के घंटे खोजने के लिए [Cologuard.com/UPS](https://Cologuard.com/UPS) पर जाएँ

## संकेत और महत्वपूर्ण जोखिम सूचना

Cologuard का उद्देश्य 45 वर्ष और उससे अधिक उम्र के वयस्कों के मल में कुछ DNA मार्करों और रक्त का पता लगाकर कोलोरेक्टल कैंसर के औसत जोखिम की जाँच करना है। यदि आपको एडेनोमा हुआ है, सूजन आंत्र रोग और कुछ वंशानुगत सिंड्रोम हैं, या कोलोरेक्टल कैंसर का व्यक्तिगत या पारिवारिक इतिहास है तो इसका उपयोग न करें। Cologuard उच्च जोखिम वाले रोगियों में कोलोनोस्कोपी का विकल्प नहीं है। 45-49 आयु वर्ग के वयस्कों में Cologuard के प्रदर्शन का अनुमान 50 और उससे अधिक उम्र के रोगियों के एक बड़े नैदानिक अध्ययन के आधार पर लगाया गया है।

Cologuard परीक्षण के परिणाम को सावधानी के साथ व्याख्यायित किया जाना चाहिए। एक सकारात्मक परीक्षा परिणाम कैंसर की उपस्थिति की पुष्टि नहीं करता है। एक सकारात्मक परीक्षा परिणाम वाले रोगियों को कोलोनोस्कोपी के लिए भेजा जाना चाहिए। एक नकारात्मक परीक्षा परिणाम कैंसर की अनुपस्थिति की पुष्टि नहीं करता है। एक नकारात्मक परीक्षा परिणाम वाले रोगियों को अपने डॉक्टर से चर्चा करनी चाहिए कि कब उन्हें फिर से परीक्षण करने की आवश्यकता है। गलत सकारात्मक और गलत नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। एक नैदानिक अध्ययन में, बिना कैंसर वाले 13% लोगों ने सकारात्मक परिणाम प्राप्त किया (गलत सकारात्मक) और कैंसर वाले 8% लोगों ने नकारात्मक परिणाम प्राप्त किया (गलत नकारात्मक)। Rx only.

### संदर्भ:

1. Henley SJ, Ward EM, Scott S, et al. Annual report to the nation on the status of cancer, part I: national cancer statistics. *Cancer*. 2020;126(10):2225-2249. 2. National Cancer Institute. Genetics of colorectal cancer (PDQ®) - health professional version. Accessed September 26, 2022. <https://www.cancer.gov/types/colorectal/hp/colorectal-genetics-pdq> 3. Wolf AMD, Fontham ETH, Church TR, et al. Colorectal cancer screening for average-risk adults: 2018 guideline update from the American Cancer Society. *CA Cancer J Clin*. 2018;68(4):250-281. 4. National Cancer Institute. Cancer stat facts: colorectal cancer. Accessed September 26, 2022. <https://seer.cancer.gov/statfacts/html/colorect.html> 5. Exact Sciences. 2022. Cologuard Patient Brochure. 6. Exact Sciences. 2022. Data on file.

EXACT  
SCIENCES

 cologuard®  
by EXACT SCIENCES

EXACT SCIENCES CORPORATION  
5505 Endeavor Lane, Madison, WI 53719  
ExactSciences.com | ExactLabs.com | 1-844-870-8870

Cologuard Exact Sciences Laboratories का एक पंजीकृत ट्रेडमार्क है। अन्य सभी ट्रेडमार्क उनके संबंधित स्वामियों की संपत्ति हैं।

© 2023 Exact Sciences Corporation. सभी अधिकार सुरक्षित।  
M-US-CG-04134-HI